

Bettunterlage

FUSION®



MIP®

## Übersicht

**Entdecken Sie die waschbare Bettunterlage Fusion® von MIP – die neueste Innovation in der Bettunterlagen-Technologie.**

Die Fusion® Bettunterlage wurde mit Blick auf optimalen Komfort und zuverlässigen Schutz bei Inkontinenz entwickelt. Das sorgfältig durchdachte verschweißte, ungesteppte Design leitet Feuchtigkeit effektiv vom Körper weg, sorgt damit für ein angenehm kühles, trockenes Liegegefühl und kann so zum Erhalt der Hautgesundheit beitragen.

Dank der glatten Oberfläche und der speziell gebürsteten Unterseite bleibt Fusion® sicher an Ort und Stelle. Das Risiko von Faltenbildung und Verrutschen der Unterlage im Bett wird minimiert und der Druckstellenbildung kann vorgebeugt werden.

Fusion® vereint Innovation mit einfühlsamer Pflege und unterstützt Pflegekräfte wie Pflegebedürftige in einer erholsamen und sorgenfreien Erfahrung im Pflegealltag.

## Über MIP

**Als weltweiter Lieferant und technischer Experte für Textillösungen bietet MIP Komfort und Effizienz für das Gesundheitswesen.**

Wir glauben an Qualität ohne Kompromisse und dass selbst die kleinsten Verbesserungen von größter Bedeutung sein können.

MIP verfügt über ein breites Angebot an Textilprodukten über Berufsbekleidung, Bettwäsche und Frottierware bis hin zu Patientenbekleidung, Bettschutzauflagen und Wäschesammlungslösungen.

MIP. Die sanfte Seite des Gesundheitswesens.



Besuchen Sie unsere Website unter [www.mip-europe.com](http://www.mip-europe.com)

## Eckdaten:

Maße	91 × 91 cm
Farbe	Mint/Blaue Unterseite
Absorption	ca. 2 l
Beschreibung	Unterseite mit 'This Side Down' Aufdruck Latexfreie Materialien



## Eigenschaften:



### Feuchtigkeitsableitung

Hilft, den Körper des Pflegebedürftigen kühl und trocken zu halten



### Verschweißte Konstruktion

Verschweißte Schichten machen die Bettunterlage widerstandsfähiger und effizienter zu waschen



### Hervorragende Absorptionsfähigkeit

Die Saugschicht hat eine Absorptionsfähigkeit von ca. 2 l



### Gebürstete Rückseite

Schützt Bettwäsche und Matratze und hält die Unterlage an ihrem Platz



### Weniger Abfall

Im Gegensatz zu Einwegartikeln wasch- und wiederverwendbar



### Druckstellen Vorbeugung

Glatte Oberfläche minimiert Faltenbildungsrisiko und kann Druckstellenbildung vorbeugen



### Weniger Bettwechsel

Da Fusion® weniger verrutscht, wird ein Auslaufen aufs Bettlaken reduziert, sodass weniger Bettwechsel nötig sind.



### Thermische Desinfektion

Fusion® kann bei thermischen Desinfektionstemperaturen gewaschen werden

## Pflegehinweise:



Waschen **bis zu 95°C**



**Nicht** bügeln



Trocknen bei **mittlerer Temperatur**



**Nicht** bleichen

